

Dislessia evolutiva (KIT: libro + software)

Codice Riferimento e Codice MEPA: SWER171



Galleria Immagini



Il KIT raccoglie **una guida e un software (per Windows e MAC) su chiavetta USB** che propone varie attività, pensate **per bambini a partire dai 6 anni**, ideate considerando le esigenze pratiche dell'insegnante e del logopedista che devono **impostare e condurre un programma riabilitativo con bambini che presentano disturbi specifici di letto-scrittura**.

Gli esercizi proposti sono personalizzabili lungo alcuni assi principali (lunghezza delle parole, complessità ortografica, numero dei cloze, ecc.), legati soprattutto all'esigenza di garantire la massima flessibilità e fornire all'educatore una serie di filtri.

Il lavoro impostato a scuola o in studio può essere continuato a casa grazie all'utilizzo delle licenze family contenute nel pacchetto. Nella versione **Family**, infatti, è possibile sincronizzare il calendario incluso nella versione **Professional**, in modo da poter programmare uno scadenario per l'esecuzione degli esercizi e monitorare costantemente i progressi del bambino.

Il KIT contiene:

- il software da utilizzare con il bambino;
- 5 licenze di **Dislessia evolutiva versione Family** (download per Windows e MAC);
- la guida all'uso del programma.

CONTENUTI

- Discriminazione visiva di lettere
- Analisi metafonologica
- Sintesi fonemica

- Sintesi fonosillabica
- Lettura a scansione parola per parola
- Tachistoscopio
- Lettura incalzante
- Accesso lessicale con radici morfemiche
- Lettura a cloze
- Denominazione scritta
- Denominazione scritta sillabica
- Previsione ortografica con aiuto iconico

REQUISITI

Windows

- Windows 10, Windows 8.1 con Processore 1GHz o sup. e min. 1 GB di RAM
- Risoluzione schermo 1024x768
- 200 MB di spazio libero su disco fisso
- Il software deve essere attivato con una procedura on line
- La funzione sintesi vocale richiede una voce italiana installata nel sistema

MAC

- MAC OSX 10.10 con Processore 1GHz o sup. e min. 1 GB di RAM
- Risoluzione schermo 1024x768
- 200 MB di spazio libero su disco fisso
- Il software deve essere attivato con una procedura on line
- La funzione sintesi vocale richiede una voce italiana installata nel sistema

Classificazione ISO 9999:

05.12.12 - Ausili per l'esercizio dello sviluppo di concetti